

코로나19 신속항원검사키트 날개판매 매뉴얼

['22.2.13 기준]

□ 일반원칙

- 보관되어있는 제품은 선입·선출의 원칙으로 판매한다.
- 사용기한이 지난 구성품은 판매하지 않는다.
- 소비자 1인당 1회 판매량은 5개 이하로 제한한다.

□ 날개포장 전 준비 및 확인

- 구성품은 품질에 영향을 최소화할 수 있는 적합한 장소에 보관한다 (적정 보관온도 : 2~30℃).
- 구성품의 보관 중 품질 이상여부(이물 등)를 육안으로 주기적으로 확인한다.
- 손세정제 등을 사용하여 손을 씻은 후, 일회용 위생장갑 등을 착용한다.
- 제품은 테스트기, 검체채취용 도구(면봉), 검체추출액, 점적용 필터마개, 사용 설명서로 구성되어 있고, 각 구성품의 상태, 사용기한 등을 확인한다.
- 포장 전, 구성품의 상태(이물질 혼입 등)를 확인하고 각각 하나씩 식약처가 제작 및 배포한 봉투 등에 담는다.

□ 소비자 응대

- 소비자가 구매하는 신속항원검사키트에 대한 정보를 쉽게 알 수 있도록 설명하고, 궁금한 사항이 있는 경우 식약처 홈페이지*를 확인하도록 안내한다.

* 식약처 홈페이지(www.mfds.go.kr) → 식약처 소식 → 코로나-19 자가검사키트 사용법과 행동요령