

GANGJIN 

Web Contents



목차

목차	2
비만도측정	3

키	<input type="text"/> cm	몸무게	<input type="text"/> kg	체크하기
---	-------------------------	-----	-------------------------	------

실제체중이 표준체중보다 얼마나 초과되어 있는지 비만도를 구합니다.

비만도가 120%를 넘으면 비만으로 판정합니다.

표준체중(kg) = (현재신장cm - 100) X 0.9

비만도(%) = (현재체중 ÷ 표준체중) X 100

표준체중	정상입니다.
비만도(%)	정상입니다.

저체중	80미만	경도비만	120이상 130미만
경한저체중	80이상 90미만	중증도비만	130이상 150미만
정상저체중	90이상 110미만	고도비만	150이상 200미만
과체중	110이상 120미만	위험한 비만	200이상

GANGJIN

Web Contents

